

NURSING BABY

Σχεδιασμένο για εξομοίωση και πρακτική μίας σειράς διαδικασιών φροντίδας βρέφους, η Κούκλα Φροντίδας Βρέφους είναι τώρα διαθέσιμη με ακρόαση ήχων.



- Ολόκληρο το σώμα, πρόπλασμα βρέφους ανατομικής ακριβείας, με ρεαλιστική συναρμολόγηση, διευκολύνει την εξάσκηση μετρήματος ύψους και βάρους και την παθολογική εξέταση.
- Κεφαλή με ανατομικά ορόσημα, τραχεία και οισοφάγος, μαζί με εξομοιούμενους πνεύμονες και στομάχι, επιτρέπει την εξάσκηση πολλών διαδικασιών:
 - Φροντίδα αυτιού, οφθαλμού, μύτης και στόματος
 - Εισαγωγή και αναρρόφηση των στοματοφαρυγγικών και ρινοφαρυγγικών αεραγωγών
 - Εισαγωγή, ασφάλεια και φροντίδα των ενδοτραχειακών σωλήνων
 - Φροντίδα τραχειοστομίας και τραχειακή αναρρόφηση
 - Διάφορες διαδικασίες παροχής οξυγόνου
 - Εισαγωγή σωλήνα NG/OG, φροντίδα, διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής και αφαίρεση, συμπεριλαμβανομένου γαστρικού πλυσίματος και gavage
- Το VitalSim επιτρέπει ακρόαση καρδιάς, πνευμόνων και ήχων εντέρου
- Συναρμολόγηση, άτηκτο χέρι IV με φλεβώδη παρακέντηση πιθανή στη μυϊκή κοιλότητα ή στην άνω επιφάνεια του χεριού
- Συναρμολόγηση, άτηκτο πόδι IV με φλεβώδη παρακέντηση πιθανή στα μέσα και πλευρικά μέρη της σφύρας, συμπεριλαμβανομένης εξομοίωσης κολλώδους πτέρνας

Συναρμολόγηση, άτηκτο πόδι IO με εξομοιούμενη κνήμη και ορόσημα στη φυματώδη κνήμη και μεσαία σφύρα με αποστράγγιση στην πτέρνα που συνδέεται με ρεζερβουάρ τσάντας

- Δυνατή φροντίδα σωλήνα σίτισης
- Φροντίδα ειλεοστομίας
- Εναλλάξιμα γεννητικά όργανα, με συνδέσμους και ρεζερβουάρ ουροδόχου, διευκολύνει διαδικασίες όπως την εξομοίωση περινεϊκής φροντίδας, τοποθέτηση ουροσυλλέκτη και καθετηριασμό ουροδόχου κύστης
- Διευκολύνει τη διαχείριση των πρωκτικών υποθέτων
- Πρόσθεση δυνατοτήτων φωνητικών ήχων με το VitalSim
- Σενάριο VitalSim και λειτουργίες καταγραφής

365-00033 Nursing Baby VitalSim

Το Nursing Baby VitalSim περιλαμβάνει:

Ολόκληρο σώμα, Πρόπλασμα Βρέφους, VitalSim, 3 Πρωκτικά Υπόθετα Εξομοίωσης, Λιπαντικό Προπλάσματος, Πάνα, Θήκη Μεταφοράς και Οδηγίες Χρήσεως

Αναλώσιμα

- 365-00450 Ανταλλακτικό Γάντι – Πόδι IO**
- 365-00550 Ανταλλακτικό Γάντι & Φλέβα – Πόδι IV**
- 365-00650 Ανταλλακτικό Γάντι & Φλέβα – Χέρι IV**
- 300-00650 Λιπαντικό Προπλάσματος**
- 365-00750 Πρωκτικά Υπόθετα (3)**