



Laerdal®
helping save lives



Σχεδιασμένο για τη νοσηλευτική εκπαίδευση

Nursing Anne Simulator

Από τη βασική αξιολόγηση έως την προηγμένη πρακτική, το Nursing Anne Simulator επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους και στους επαγγελματίες νοσηλευτές να ασκούν τις βασικές δεξιότητες, να βελτιώνουν τις κλινικές γνώσεις και να αντιμετωπίζουν ρεαλιστικές καταστάσεις ασθενών, που θα τους προετοιμάσουν στο να παρέχουν υψηλότερα επίπεδα φροντίδας. Αυτός ο ιδιαίτερος ρεαλιστικός προσομοιωτής δίνει τη δυνατότητα στους νοσηλευτές να ασκούν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.



laerdal.com



Nursing Anne Simulator

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

- Ρεαλιστικός αεραγωγός με σταφυλή, επιγλωττίδα, φωνητικές χορδές και οισοφάγο
- Διάφορες μέθοδοι παροχής οξυγόνου
- Αερισμός με ασκό
- Στοματο/Ρινοτραχειακή διασωλήνωση
- Διασωλήνωση δεξιού πνεύμονα
- Φροντίδα τραχειών και τραχειακή αναρρόφηση με υγρό
- S Αυτόματη αναπνοή συγχρονισμένη με επιλεγμένο ρυθμό αναπνοής (0-60 bpm)
- Πρόσθιες και οπίσθιες θέσεις ακρόασης των πνευμόνων

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

- Πλήρης κίνηση αρθρώσεων χεριών και ποδιών για τις διαδικασίες ρεαλιστικού χειρισμού του ασθενή
- ΓΤο πηγούνι κάμπτεται στο θώρακα και το κεφάλι παραμένει λυγισμένο μέχρι να επαναποθετηθεί
- Κάθετα χωρίς υποστήριξη και κάμπτεται στη μέση .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

- Ψηλαφητή ανατομία για την αξιολόγηση της θέσεως σημείων όπως η κλείδα, το στέρνο, η σπονδυλική στήλη, η πρόσθια άνω λαγόνια στήλη, η ηβική σύμφυση, ο μείζον τροχαντήρας, και η ωμοπλάτη
- Περούκα για τις διαδικασίες περιποίησης μαλλιών
- Περιποίηση αυτιών
- Στοματική φροντίδα και υγιεινή

- Ακριβή ανατομικά ορόσημα για την εισαγωγή του σωλήνα NG για σωστή μέτρηση
- Πλύση και σίτιση

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

- Αμφίπλευροι IV βραχίονες με δυνατότητα ενδοφλέβιας χορήγησης ορού ή ενδοφλέβιας έγχυσης
- Αμφίπλευρες δελτοειδείς, κοιλιακές, γλουτιαίες και μηριαίες και εγχύσεις
- G σωλήνας για διατροφή ή φαρμακευτική αγωγή

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΝΤΕΡΟΥ

- Γυναικεία γεννητικά όργανα με ρεαλιστική ανατομία
- Καθετηριασμός ούροδόχου με δυνατότητα κατάλληλης επιστροφής υγρών
- Χορήγηση κλύσματος και προσομοιωμένων πρωκτικών υποθέτων

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αμφίπλευροι καρωτιδαίοι, βραγχιαίοι, ακτινικοί, μηριαίοι και πελματικοί παλμοί
- Αμφίπλευρη μέτρηση της μη επεμβατικής πίεσης του αίματος (ακουστική ή ψηλαφητή)
- Ψηλάφηση παλμού εντοπισμός -καταγραφή
- Καρδιακοί ήχοι συγχρονισμένοι με ΗΚΓ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεσοκλειδίου καθετήρας κεντρικής γραμμής για τη εξασφάλιση και τη διαδικασία έγχυσης
- Προεγγεγραμμένοι φωνητικοί ήχοι που μπορούν να αναπαραχθούν με ελεγχόμενη ένταση
- Ανοιγόκλειμα ματιών με ρυθμιζόμενο ρυθμό ανοιγοκλεισίματος
- Δυνατότητα ανοίγματος, κλεισίματος εν μέρει ή τελείως των ματιών αναλόγως αισθήσεων του ασθενούς
- Εναλλάξιμες κόρες (κανονικές, διασταλμένες, περιορισμένες)
- Δυνατότητα ΚΑΡΠΑ
- Δυνατότητες παρακολούθησης ΗΚΓ όταν χρησιμοποιούνται με τα SimPad PLUS, SimPad Classic ή LLEAP και ShockLink™
- Απινίδωση, καρδιοανάταξη και βηματοδότηση όταν χρησιμοποιείται με το ShockLink
- Τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενες περιοχές ακρόασης για τους ήχους του εντέρου
- Εμφανίζεται ο ήχος καρδιάς του εμβρύου

ΟΘΟΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

- Οθόνη προσομοίωσης παραμέτρων ασθενούς με οθόνη αφής

- Προσομοιωμένες παράμετροι για τη λειτουργία SimPad και SimPad PLUS: ECG, etCO₂, HR, SpO₂, BP, RR και θερμοκρασία
- Η λειτουργία LEAP παρέχει επιπλέον προσομοιωμένες παραμέτρους, όπως CO₂, CVP, ICP, αναισθητικό παράγοντα, TOF, καρδιακή παροχή και πολλά άλλα. Επιπλέον, οι επιλογές παρακολούθησης LLEAP μπορούν να εμφανίζουν ακτίνες X, προσαρμοσμένες εικόνες και προσαρμοσμένο βίντεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

320-05050 Nursing Anne Simulator

Full body, medium skin tone simulator with articulating arms and legs. Includes brunette wig, brown pupil set, trach tube training tool and fill syringe, ostomy set, blood pressure cuff, lubricant spray, simulated blood, adult gown and quick setup guide.

Επιλογές παρακολούθησης λειτουργίας και παρακολούθησης ασθενούς

204-30101	SimPad PLUS (handheld remote)
400-10201	Laptop Instructor PC-Patient Monitor
400-09201	Tablet Instructor PC-Patient Monitor
400-09501	Rugged Instructor PC-Patient Monitor
400-29301	All in One Panel PC Instructor PC-Patient Monitor
Licenses	
204-50150	LLEAP for SimPad PLUS Software License
400-01050	LLEAP PC Software License

Αξεσουάρι

400-96050	USB HD Web Cam
212-29650	Headset and Mic with USB (LLEAP Operation)
200-30950	SimPad Headset
185-10050	ShockLink System (adapter cables may be required)
216-20001	SimView Mobile System
375-51001-M	Multi-Venous Arm, Adult Female, Left
320-21150	Wig: Blonde
213-20050	Blue Pupil Inserts

Λειτουργία

Η Nursing Anne Simulator μπορεί να λειτουργήσει με το SimPad/SimPad® PLUS ή με το LLEAP instructor computer και μπορεί να χρησιμοποιήσει επιπλέον προσομοιωμένη οθόνη ασθενούς.



SimStore™ Scenarios

Συνδυάστε εύκολα το Nursing Anne Simulator στο εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα αξιοποιώντας οποιοδήποτε από τα 80+ επικυρωμένα, τυποποιημένα σενάρια από εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας όπως το National League for Nursing ειδικά σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει βασικές νοσηλευτικές ικανότητες όπως:

- Fundamentals of Nursing
- Pharmacology
- Health Assessment
- Medical-Surgical
- Mental Health

Τα σενάρια SimStore περιλαμβάνουν υλικά υποστήριξης που περιέχουν διαγράμματα ασθενών και τεκμηρίωση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία για το σενάριο, τους στόχους μάθησης, τις πληροφορίες σπουδαστών, τα σημεία απολογισμού και άλλα

Υπηρεσίες

Η Vasco Medical προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προϊόντος σας όπως επιθυμείτε



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Vasco Medical
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΣΙΑΡΧΩΝ 36Α - 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ: 2109834733 - 2109849069 FAX: 2109847016
ΑΦΜ: 046355142 - ΔΟΥ: ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

Επισκεφτείτε μας στο www.vascomedical.gr για περισσότερες πληροφορίες