



Laerdal[®]
helping save lives



Ρεαλιστική Κλινική Εκπαίδευση Δεξιοτήτων

Αξιοποιώντας το Nursing Kelly με το σύστημα SimPad[®] για εκπαιδευτική προσομοίωση, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν την κατάσταση του ασθενούς και να παρέμβουν αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την επικοινωνία και την κριτική σκέψη για την βελτίωση της έκβασης του ασθενούς. Η ευέλικτη αυτή λύση επιτρέπει την αποτελεσματική εκπαίδευση μιας ευρείας ποικιλίας δεξιοτήτων από τη βασική διαχείριση μέχρι την προχωρημένη φροντίδα και τη διαχείριση των ασθενών



Nursing Kelly

The manikin for the training of skills for in-hospital professionals

Το Nursing Kelly είναι ένα ομοίωμα σχεδιασμένο για την εκπαίδευση βάσει σεναρίων, με επίκεντρο τη φροντίδα και τη διαχείριση μιας μεγάλης ποικιλίας ασθενών, που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Αυτό το πλήρες ομοίωμα ενήλικα, είναι ιδανικό για την έναρξη της εκπαίδευσης, στους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται σε νοσοκομεία.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος:

- Αποτελεσματικό στην εκπαίδευση των ενδονοσοκομειακών εργαζομένων στην γενική ιατρική, εκτίμηση και φροντίδα τραύματος και γενική εκτίμηση και φροντίδα ασθενούς.
- Προεγκατεστημένα σεναρία για την βασική εκπαίδευση αλλά και δυνατότητα αλλαγής του σεναρίου από τον εκπαιδευτή για την κάλυψη των αναγκών του κάθε εκπαιδευομένου.
- Η αποτελεσματική εκπαίδευση, βασισμένη σε σεναρία, επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει κριτική σκέψη εκτελώντας αξιολογήσεις και παρεμβάσεις.
- Ανθεκτικό και ρεαλιστικό - εγγυημένη αντοχή στο χρόνο και τη χρήση
- Μεγάλη ποικιλία στην εκπαίδευση - τραύμα, NBC, έλεγχος αιμορραγίας κ.τ.λ.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

- Κεφάλι με ανατομικά στοιχεία, τραχείας και οισοφάγου, με προσομοίωση πνευμόνων και στομάχου που επιτρέπουν την πρακτική πολλών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της "NG", "OG", της φροντίδας της τραχείας και της αναρρόφησης.
- Οι μαθητές μπορούν να εξετάζουν φυσιολογικούς και μη φυσιολογικούς - εμβρυακούς ήχους της καρδιάς, της αναπνοής και του εντέρου με τη χρήση τυποποιημένου στηθοσκοπίου (Simpad έκδοση).
- Η ελεγχόμενη (απο τον εκπαιδευτή) αρτηριακή πίεση στον βραχίονα, επιτρέπει την ρεαλιστική ψηλάφηση και ακρόαση. Δυνατότητα πολλαπλών μεταβλητών συστολικής και διαστολικής πίεσης, διάκενου (auscultatory gap), και ποσότητας αίματος (Simpad έκδοση).
- Τύπου IV καθετηριασμός, διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής, διαχείριση και φροντίδα γύρω από την "antecubital" περιοχή, με πρόσβαση σε μέση, βασιλική, και κεφαλική φλέβα.
- Δυνατότητα πρακτικής στον υπολογισμό της δόσης φαρμακευτικής αγωγής και της διαχείρισης μέσω ενδομυϊκών ενέσεων στους δελτοειδή, γλουτιαίο, το "ventrogluteal" μέρος των γλουτών, και τα μέρη του μηρού.
- Ρεαλιστικές διαδικασίες καθετηριασμού (άνδρα και γυναίκας), του ουροποιητικού συστήματος και εφαρμογής κλύσματος, μπορούν να εκτελεστούν με πραγματικά υγρά.
- Το SimPadTM επιτρέπει την αύξηση της λειτουργικότητας με τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη λειτουργία πολλών σεναρίων. Προγραμματισμένα σεναρία βοηθούν τους εκπαιδευτές στην ανάπτυξη της τυποποιημένης διδασκαλίας.
- Πρόσθετα ομοιώματα τραυμάτων μπορούν να προστεθούν, για τη δημιουργία ρεαλιστικών σεναρίων, για την αξιολόγηση και τη φροντίδα του τραύματος



Visit us to learn more about
Nursing Kelly and SimPad[®]



Laerdal[®]
helping save lives

Nursing Kelly

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

- Κεφάλι με ανατομικά σημάδια, τραχεία και οισοφάγο, και με προσομοιούμενους πνεύμονες και στομάχι, που επιτρέπουν την εξάσκηση σε πολλές δραστηριότητες
- ✓ Εκλυση υγρών από μάτια και αυτιά (προσομοιούμενο)
- ✓ Εφαρμογή / ενστάλαξη των φαρμάκων στο μάτι, το αυτί και τη μύτη συμπεριλαμβανομένης της ρινικής συσκευασίας
- ✓ Οδοντο-στοματική φροντίδα
- ✓ Εισαγωγή και αναρρόφηση στοματοφαρυγγικού και ρινοφαρυγγικού αεραγωγού
- ✓ Εισαγωγή, εξασφάλιση και φροντίδα ενδοτραχειακών σωλήνων
- ✓ Φροντίδα τραχειοστομίας και αναρρόφηση από τραχεία
- ✓ Πολλαπλές διαδικασίες χορήγησης οξυγόνου
- ✓ Εισαγωγή φροντίδα και αφαίρεση σωλήνων NG
- ✓ Πλύση στομάχου και διασωλήνωση
- Πλήρες εύρος κίνησης για ρεαλιστικό χειρισμό ασθενών
- Εφαρμόζονται τεχνικές επίδεσης στα δάκτυλα των χεριών
- Εναλλάξιμα στομία κολοστομίας, ειλεοστομίας και υπερηβικής κυστεοστομίας
- Κολοστομία με έκκριση υγρών και δυνατότητα μόνιμου καθετήρα
- Υποδοχές τοποθέτησης υποκλειδιάς, νησιδοστομίας και Hickman καθετήρα
- Δυνατότητα ενδομυϊκών ενέσεων (μυρού, δελτοειδή, γλουτιαίου)

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ :

- Δυνατότητα σύνδεσης δεξαμενών υγρού σε ουροποιητικό και παχύ έντερο
- Πλήρης ουροποιητικός Καθετηριασμός
- Γυναικεία γεννητικά όργανα ικανά για κολπική πλύση
- Διατήρηση μόνιμου ή άλλου είδους καθετήρα

- Μπορούν να εφαρμοστούν διαδικασίες κλύσματος με υγρό
- Οι ουροποιητικές βαλβίδες παρέχουν φυσική αντίσταση στην αίσθηση του καθετηριασμού
- Οι Πρωκτικές βαλβίδες προσομοιάζουν τον εσωτερικό σφιγκτήρα του πρωκτού

IV/IM ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :

- Αρθρωτό IV μπράτσο με δέρμα που μπορεί να αλλαχθεί και ρεαλιστικό σύστημα φλεβών που επιτρέπει τη περιφερική ενδοφλέβια φροντίδα
- Δυνατότητα φλεβοκέντησης προωλένια κοιλότητας και τη ράχης του χεριού
- Προσβάσιμες φλέβες συμπεριλαμβανομένων μεσαίας, βασιλικής και κεφαλικής

ΠΙΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / ΠΑΛΜΟΙ:

- Ειδικό αρθρωτό μπράτσο για ακρόαση και ψηλάφηση παλμού.
- Ηχοι Korotkoff συγχρονισμένοι με το ΗΚΓ
- Ένταση ήχου Korotkoff 10 σταδίων, 0-9
- Συστολική, διαστολική πίεση ρυθμίζεται ξεχωριστά σε βήματα των 2 mmHg
- Συστολική 0-300 mmHG, Διαστολική 0-200 mmHG
- Ακροαστικό κενό, με λειτουργία on/off
- Ακρίβεια μέτρησης πίεσης +/- 4 mmHG
- Λειτουργία βαθμονόμησης για ρύθμιση αισθητήρα πίεσης και μανομέτρου
- Ο προσομοιωτής παλμών ελέγχει βραχιαίους και ακτινικούς παλμούς
- Οι παλμοί ενεργοποιούνται μόνο κατά την ψηλάφηση
- Οι παλμοί συγχρονίζονται με προγραμματιζόμενο ΗΚΓ
- Η ένταση των παλμών εξαρτάται από την πίεση του αίματος
- Καροτιδικός παλμός που παράγεται χειροκίνητα

ΗΧΟΙ - SIMPAD® SYSTEM

- Καρδιακοί ήχοι συγχρονισμένοι με ΗΚΓ
- Αναγνωρίσιμοι ήχοι πνεύμονα συγχρονισμένοι με την αναπνοή 0 - 60 BPM
- Επιλογή ήχου στον ένα πνεύμονα
- Κανονικοί ή ανώμαλοι ήχοι του εντέρου
- Ηχοι Φωνής:
 - ✓ ήχοι από υπολογιστή,
 - ✓ ήχοι από μαγνητοφώνηση
 - ✓ ήχοι σε πραγματικό χρόνο από τον

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SIMPAD®

- Tablet με οθόνη αφής για εύκολη «pick up and play» εμπειρία
- Φορητό για διδασκαλία οπουδήποτε
- Λειτουργία on-the-fly ή χρησιμοποίηση έτοιμων σεναρίων και θεμάτων
- Πλήρης καταγραφή της δραστηριότητας της εκπαίδευσης και με σχόλια του εκπαιδευτή
- Τα αρχεία καταγραφής SimPad μπορούν να προβληθούν στη συσκευή ή σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Session Viewer για απολογισμό της εκπαίδευσης
- Φόρτωση σεναρίων κ θεμάτων που έχουν γραφτεί από τον εκπαιδευτή ή που έχουν προμηθευτεί από το SimStore

ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

- Παρακολούθηση ασθενούς με οθόνη αφής για παρουσίαση των ζωτικών παραμέτρων του ασθενούς
- Η έγχρωμη οθόνη είναι ρυθμιζόμενη για να παρέχει πολλαπλές παραμέτρους προσομοίωσης, η κάθε μια από τις οποίες ενεργοποιεί διαφορετικά επίπεδα συναγερμών
- Οι παράμετροι προσομοίωσης περιλαμβάνουν HR, ECG, SpO2, BP, RR, Θερμοκρασία και etCO2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

300-05050 Nursing Kelly Light Skin

Περιλαμβάνει: Adult Manikin (SimPad-capable), Hospital Gown, Airway Lubricant and Assembly Tool Kit.

200-30001 SimPad System

Περιλαμβάνει: SimPad, Link Box, 2 AC Power Supplies, Rechargeable Lithium-Ion Battery, Wrist Strap for SimPad, Manikin Strap for Link Box, SimPad Sleeve, USB Cable, Ethernet Cable and Directions for Use.



400-09201 Οθόνη Ασθενούς (11.5")

400-29301 Όλα σε ένα οθόνη ασθενούς (23" Panel)

375-81001 Χέρι αρτηριακής πρόσβασης

300-01050 Σετ φροντίδας τραυμάτων; Αρρεν

Λειτουργία

Nursing Kelly ελέγχεται από το SimPad® System και μπορεί να λειτουργήσει με ένα προαιρετικό μόνιτορ ασθενούς.



**** Το SimPad είναι απαραίτητο για τη λειτουργία και πωλείται ξεχωριστά****

SimCenter

Επισκεφτείτε το www.laerdal.com/simcenter για σενάρια εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας SimCenter™



SimStore™

Πρόσβαση σε επικυρωμένο, τυποποιημένο περιεχόμενο

SimView™

Μια λύση απολογισμού εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα αναλυτικής μελέτης των γεγονότων προσομοίωσης

Υπηρεσίες

Η Laerdal προσφέρει πλήρη γκάμα υπηρεσιών συναρμολόγησης - εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών σας



Laerdal®
helping save lives