



Laerdal[®]
helping save lives



Ρεαλιστική Απινίδωση

ShockLink™ Εκπαιδευτικό εργαλείο απινίδωσης!

Το ShockLink είναι μια συμπαγής λύση για τυποποιημένη εκπαίδευση CPR-D που επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν τους δικούς αυτόματους η χειροκίνητους απινιδωτές για χρήση ως εκπαιδευτικά εργαλεία σε ένα ρεαλιστικό και ελεγχόμενο περιβάλλον. Το ShockLink σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτοκόλλητα επιθέματα στα προπλάσματά σας, αλλά δημιουργεί επίσης πολλαπλούς απινιδίσιμους καρδιακούς ρυθμούς που είναι το θεμέλιο για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατάρτισης CPR-D.

Η Laerdal Medical με υπερηφάνεια ανακοινώνει το εκπαιδευτικό εργαλείο απινίδωσης ShockLink™, για ρεαλιστική και αποτελεσματική κατάρτιση στο CPR-D.



ShockLink™ Εκπαιδευτικό εργαλείο απινίδωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απινίδωση Ενηλίκων (μέχρι 360 J)
- Απινίδωση Παιδιών/Βρέφων (απο 10 J)
- Μέτρηση ενέργειας απινίδωσης και βήματος
- ΗΚΓ βιβλιοθήκη*:
 - Sinus Rhythm
 - VT Slow
 - VT Fast
 - SVT
 - VF
 - PEA
 - Asystole
 - Bradycardia

*Όταν χρησιμοποιείται με το τηλεχειριστήριο



QCPR®

Το ShockLink ενσωματώνεται στην πλατφόρμα σας QCPR®. Όταν χρησιμοποιείται με τα Resusci Anne® QCPR® AED και SimPad® SkillReporter™, οι ρυθμοί της καρδιάς και οι απινιδώσεις που χορηγούνται καταγράφονται αυτόματα στην οθόνη για μελλοντική ανάλυση και απολογισμό.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αυτόματη έναρξη ισχύος on/off
- Πενήντα ώρες εκπαίδευσης με μια AAA μπαταρία
- Μέγιστη απόδοση απινίδωσης: +/- 5000 V
- Μέγιστη μετρήσιμη απόδοση +/- 2000 V
- Μέγιστη ενέργεια σε ένα σόκ 360 J
- Ελάχιστη ενέργεια : 10 J
- Μέγεθος:
 - 24 cms x 18 cms x 5 cms (l x w x h)
- Βάρος: 450 γρ.

• Συμβατοί Απινιδωτές:

PHILIPS

MRx

FR3

ZOLL

Zoll AED Plus®

Zoll R series®

Zoll X series®

* Zoll® Defibrillator Connector Item Number: 05-10100 required

**PHYSIO
CONTROL**

LIFERAK® 12

LIFERAK® 15

LIFERAK® 20

LIFERAK® 1000

* Physio-Control® Quik-Combo™ Connector Item Number: 05-10000 required

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

185-10050 ShockLink System
Περιλαμβάνει: ShockLink Unit, Remote Control, Adhesive Training Pads (1 Set), AAA Battery and Directions For Use

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

198-80150 Training Pads
185-21050 Battery Lid
185-00450 Carrying Pouch
185-00350 Remote Control



Επισκεφτείτε το www.Vascomedical.gr για περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν



©2015 Laerdal Medical. All rights reserved. Printed in USA. #15-14743



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Vasco Medical
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 36Α - 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ: 2109834733 - 2109849069 FAX: 2109847016
ΑΦΜ: 046355142 - ΔΟΥ: ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ